



I-TECH MIO-CARE BEAUTY

SCHEMA TECNICA

20 PROGRAMMI TENS + 15 PROGRAMMI BEAUTY con oltre 400 applicazioni
Ideale per chi desidera agire sulle problematiche legate al dolore e agli inestetismi locali (cellulite, rassodamento, microlifting).

DOTAZIONE

- Elettrostimolatore TENS ed EMS con display grafico
- 2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi collegabili)
- elettrodi adesivi pregelati
- batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL (long-lasting) a bassa autoscarica
- caricabatterie
- clip di aggancio alla cintura
- manuale d'uso e manuale delle posizioni elettrodi
- borsa per il trasporto

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

- elettrostimolatore a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi;
 - generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata;
 - funzionamento asincrono dei canali di stimolazione (lipolisi);
 - tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi;
 - istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display;
 - funzionamento con batteria interna ricaricabile (estraibile);
 - display retroilluminato;
 - intensità massima 200 mApp;
- dispositivo medico certificato CE0476.

Costo noleggio

€2,00 al giorno iva compresa
(noleggio minimo 15 giorni)

***Cauzione € 50,00**

Consegna e Ritiro
nel comune di Milano € 30,00

Consegna e Ritiro
in provincia di Milano € 40,00

***La cauzione verrà restituita alla riconsegna dell'apparecchio.**

La consegna a domicilio comprende le istruzioni d'uso.

Prezzo promozionale di vendita €135,00 iva compresa.

IMPORTANTE: Nel caso di acquisto dopo i primi 15/30 giorni di noleggio, dal prezzo di vendita vi verrà detratto l'importo pagato per il noleggio!