

20 PROGRAMMI TENS + 15 PROGRAMMI BEAUTY con oltre 400 applicazioni

Ideale per chi desidera agire sulle problematiche legate al dolore e agli inestetismi locali (cellulite, rassodamento, microlifting).

DOTAZIONE

- Elettrostimolatore TENS ed EMS con display grafico
- 2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi collegabili)
- elettrodi adesivi pregellati
- batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL (long-lasting) a bassa autoscarica
- caricabatterie
- clip di aggancio alla cintura
- manuale d'uso e manuale delle posizioni elettrodi
- borsa per il trasporto

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

- elettrostimolatore a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi;
- generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata;
- funzionamento asincrono dei canali di stimolazione (lipolisi);
- tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi;
- istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display;
- funzionamento con batteria interna ricaricabile (estraibile);
- display retroilluminato;
- intensità massima 200 mApp;

dispositivo medico certificato CE0476.