



DEAMBULATORE 2 RUOTE 2 PUNTALI

CODICE ISO: 12.06.06.003 REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)
Nr: 5093/R CODICE Nr: 854951

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI
Deambulatore con 2 ruote fisse da 3" anteriori e 2 puntali antiscivolo posteriori.
Regolabile in altezza grazie alle 4 gambe preforate con ghiera in plastica per il fissaggio all'altezza desiderata. Maniglie di appoggio morbide e confortevoli.
Telaio pieghevole per ridurre l'ingombro.
In duralluminio anodizzato
Regolabile in altezza da cm 81 a cm 91
Larghezza totale cm 59
Lunghezza totale cm 48
Peso kg 3,1
Portata massima kg 120



DEAMBULATORE 4 PUNTALI

CODICE Nr. 854050

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI
Deambulatore fisso a quattro puntali realizzato in duralluminio anodizzato.
Leggero, pieghevole e regolabile in altezza. Boccole di fissaggio in plastica da utilizzare per regolare l'altezza grazie alle 4 gambe telescopiche preforate.
Doppio bottone per chiudere il telaio, ad innescio rapido.
Regolabile in altezza da cm. 80 a 98.
Larghezza totale cm. 57
Lunghezza totale cm. 50
Peso kg. 2,5
Portata massima kg. 114

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

Costo noleggio

€1,00 al giorno iva compresa

(noleggio minimo 15 giorni)

*Cauzione	€	40,00
Consegna nel comune di Milano	€	10,00
Consegna in provincia di Milano	€	20,00

***La cauzione verrà restituita alla riconsegna del deambulatore**

La consegna a domicilio comprende montaggio e istruzioni d'uso.

Prezzo promozionale di vendita:

2 ruote e 2 puntali € 69,00 iva compresa.

4 puntali € 49,00 iva compresa.

IMPORTANTE: Nel caso di acquisto dopo i primi 15/30 giorni di noleggio, dal prezzo di vendita vi verrà detratto l'importo pagato per il noleggio!