



SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE:
MEDILAND srl
Viale delle Industrie 5
20020 ARESE (MI)

DEAMBULATORE ASCELLARE B

CODICE ISO:
12.06.09.009 -12.06.09.130 -12.06.09.106 -12.06.09.142

REPERTORIO DM SSN –(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) Nr: 331214
CODICE Nr: 857140

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

deambulator ascellare con 4 ruote da 100 mm, posteriori con sistema frenante.

Imbottiture ascellari girevoli, regolabili in altezza e larghezza.

Sistema di chiusura del deambulator con “maniglia”

Struttura realizzata in acciaio verniciato

Pieghevole e regolabile in altezza da cm 115 a cm 142

Larghezza totale cm 61

Profondità totale cm 77

Altezza sedile da terra cm 61

Dimensioni sedile cm 42x16

Ruote piroettanti diam. 100 mm

Freno di stazionamento sulle ruote posteriori

Portata massima kg 100

Peso kg 12.

Aggiuntivo sedile

Altezza sedile da terra cm 61

Dimensioni sedile cm 42x16

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993
E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1
NON INVASIVI.

Costo noleggio

€2,50 al giorno iva compresa

Noleggio per 15 giorni

€3,00 al giorno iva compresa

| | | |
|----------------------------------------------|----------|---------------|
| *Cauzione | € | 100,00 |
| Consegna e ritiro comune di Milano | € | 30,00 |
| Consegna e ritiro provincia di Milano | € | 40,00 |

***La cauzione verrà restituita alla riconsegna del deambulatore.**

La consegna a domicilio comprende il montaggio e le istruzioni d'uso.

**PREZZO PROMOZIONALE DI VENDITA €149,00 IVA COMPRESA.
Promozione valida sino al 31.01.2015.**