

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl
Viale delle Industrie 5
20020 ARESE (MI)

CODICE ISO: 12.06.09.009 - 12.06.09.130
12.06.09.106 - 12.06.09.142

REPERTORIO DM SSN
(Art. 1 comma 409 legge 266/2005)
Nr: 991426/R

CODICE Nr: 857154



CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

deambulatore pieghevole con 4 ruote da 100mm, posteriori con sistema frenante.

Con tavolino per appoggio brachiale, regolabili in altezza e larghezza.

Sistema di chiusura del deambulatore con "maniglia".

In acciaio laccato blu con freno a leva, sedile, cestino e vassoio

Pieghevole e regolabile in altezza da cm 107 a cm 133

Larghezza totale cm 61

Profondità totale cm 67,5

Altezza sedile da terra cm 61

Dimensioni sedile cm 42x16

Dispositivo frenante a leva con possibilità di freno di stazionamento

Portata massima kg 120

Peso kg 12,3

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E
DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1
NON INVASIVI.

