



PRODUTTORE: MEDILAND srl
Via delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)
CODICE ISO: 12.06.09.009 -12.06.09.130
12.06.09.109 -12.06.09.106 -12.06.09.142

ROLLATOR DYNAMIC

REPERTORIO DM SSN –(Art. 1 comma
409 legge 266/2005) -Nr: 1130430/R
CODICE Nr: 854859

Il Rollator DYNAMIC può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno, dotato di doppia regolazione dell'altezza (gambe e manopole) sedile imbottito, cestino porta oggetti e barra appoggia schiena rivestita in morbido materiale.

Regolazione in altezza delle gambe, grazie ad un semplice bottone a clip.

Regolazione in altezza delle maniglie di spinta con sistema a manopola, barra appoggia schiena con soffice imbottitura.

Leva del freno di semplice utilizzo e di duplice funzione: sicurezza durante la deambulazione e stazionamento quando il deambulatore è utilizzato per la seduta.

Le ruote anteriori piroettanti e posteriori fisse offrono sicurezza all'utente e consentono di superare agevolmente ostacoli frequenti come marciapiedi, cordoli e superfici sconnesse.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

In duralluminio anodizzato epossidico, struttura leggerissima, pieghevole per ridurre l'ingombro durante il trasporto.

Regolabile in altezza da cm 84 a cm 99

Completo di freno, sedile e cestino chiuso

Sistema frenante a leva

Dimensioni sedile cm 36x25

Ruote da mm 203 (8") in PU, anteriori girevoli

Portata massima kg 120

Peso kg 7,5

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

