

#### SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

CODICE ISO: 12.06.06.003 – 12.06.09.130 – 12.06.09.109

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 5094/R

CODICE Nr: 854957

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

deambulatore 2 ruote anteriori fisse da 5" (127mm) e 2 puntali posteriori antiscivolo.

Regolabile in altezza grazie alle 4 gambe preforate con ghiere in plastica per il fissaggio dell'altezza. Impugnatura maniglie morbida e confortevole, telaio pieghevole.

Ruote anteriori fisse

In duralluminio anodizzato

Regolabile in altezza da cm 84 a cm 102

Larghezza totale cm 59

Lunghezza totale cm 48

Peso kg 3,2

Portata massima kg 114

#### CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.