

## SCHEDA TECNICA

### ELETTROSTIMOLATORE HI-TECH

**55 PROGRAMMI** con oltre 500 applicazioni  
Apparecchio a **2 canali**, indicato per la famiglia:  
utile per il dolore, la bellezza, in grado di  
rispondere alle esigenze dello sportivo.

**20 Programmi medicali**

**15 Programmi bellezza**

**20 Programmi Fitness**

#### DOTAZIONE

- Elettrostimolatore TENS ed EMS con display grafico
- 2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi collegabili)
- elettrodi adesivi pregellati
- batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL (long-lasting) a bassa autoscarica
- caricabatterie
- clip di aggancio alla cintura
- borsa morbida per la custodia del prodotto
- manuale d'uso e manuale delle posizioni
- borsa per il trasporto

#### CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

- elettrostimolatore a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi;
  - generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata;
  - funzionamento asincrono dei canali di stimolazione (lipolisi, ago-antagonista, contrazioni toniche e fasiche, massaggio profondo);
  - tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi;
  - istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display;
  - funzionamento con batteria interna ricaricabile (estraibile);
  - display retroilluminato;
  - intensità massima 200 mApp;
- .Dispositivo Medico Certificato CE 0476



**HI-TECH MIO-CARE FITNESS**

**Costo noleggio**  
**€2,50 al giorno iva compresa**

<b>*Cauzione</b>	<b>€</b>	<b>80,00</b>
<b>Consegna e ritiro</b> nel comune di Milano	<b>€</b>	<b>30,00</b>
<b>Consegna e ritiro</b> in provincia di Milano	<b>€</b>	<b>50,00</b>

**\*La cauzione verrà restituita alla riconsegna dell'elettrostimolatore.**

**La consegna a domicilio comprende il montaggio e le istruzioni d'uso.**

**Prezzo promozionale di vendita €159,00 iva compresa.**

**IMPORTANTE: Nel caso di acquisto dopo il primo mese di noleggio, dal prezzo di vendita vi verrà detratto l'importo pagato per il noleggio!**

