

SCHEDA TECNICA

ELETTROSTIMOLATORE HI-TECH

55 PROGRAMMI con oltre 500 applicazioni
Apparecchio a **2 canali**, indicato per la famiglia:
utile per il dolore, la bellezza, in grado di
rispondere alle esigenze dello sportivo.

20 Programmi medicali

15 Programmi bellezza

20 Programmi Fitness

DOTAZIONE

- Elettrostimolatore TENS ed EMS con display grafico
- 2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi collegabili)
- elettrodi adesivi pregellati
- batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL (long-lasting) a bassa autoscarica
- caricabatterie
- clip di aggancio alla cintura
- borsa morbida per la custodia del prodotto
- manuale d'uso e manuale delle posizioni
- borsa per il trasporto



HI-TECH MIO-CARE FITNESS

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

- elettrostimolatore a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi;
- generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata;
- funzionamento asincrono dei canali di stimolazione (lipolisi, ago-antagonista, contrazioni toniche e fasiche, massaggio profondo);
- tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi;
- istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display;
- funzionamento con batteria interna ricaricabile (estraibile);
- display retroilluminato;
- intensità massima 200 mApp;
- Dispositivo Medico Certificato CE 0476

