

## SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)



### DESCRIZIONE :

CARROZZINA KOMETA

CODICE ISO : 12.21.06.039

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 6135/R – 6136/R – 6137/R – 6139/R – 6141/R – 6144/R – 6171/R – 6172/R – 6173/R – 6175/R – 6178/R – 6183/R

CODICE PRODOTTO:

854001-2-3-5-6-7-8

854029-30-31-32-33-34

854920-921-922-923

MATERIALE:

Carrozzina standard a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio)

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI :

- Braccioli estraibili a scrivania mod. K12 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.172)  
o braccioli estraibili lunghi mod. K11
- Braccioli estraibili e regolabili in altezza mod. K13 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.160)
- Pedane estraibili e regolabili ed elevabili in altezza mod. K21 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.03.109)
- Pedane estraibili e regolabili in altezza mod. K20
- Larghezza sedile cm 41-43-46-48 (cm 48 solo con braccioli DESK)
- Colore "flame" blu/nero brillante

Peso 18/19 Kg.

Portata massima 100 Kg.

Ruote Anteriori piene Soft 200 x 50 - Posteriori piene Soft 24" x 1 3/8

CONFORMITA' :

Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.

Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC e rispettano le seguenti normative europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 e sono marchiate CE.

Prodotto certificato TÜV (numero TA50140885)

**MOD. K100 STANDARD**

**Costo noleggio**

**€2,00 al giorno iva compresa**

**Costo noleggio 15 giorni**

**€2,50 al giorno iva compresa**

(noleggio minimo 15 giorni)

<b>*Caucione</b>	<b>€</b>	<b>80,00</b>
<b>Consegna e ritiro</b> comune di Milano	<b>€</b>	<b>20,00</b>
<b>Consegna e ritiro</b> provincia di Milano	<b>€</b>	<b>30,00</b>

**\*La cauzione verrà restituita alla riconsegna della carrozzina.**

**La consegna a domicilio comprende il montaggio e le istruzioni d'uso.**

**Prezzo promozionale di vendita €314,00 iva compresa.**

**Promozione valida sino al 31.01.2016**