

PRODUTTORE: MEDILAND SRL – VIALE DELLE INDUSTRIE,5 – 20020 ARESE (MI)
SCHEMA TECNICA



DESCRIZIONE :

CARROZZINA KOMETA

MOD. K125 con schienale reclinabile

REPERTORIO DM – SSN– (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 6162/R – 6163/R – 6164/R

CODICE PRODOTTO:

854021 – 854022 - 854023

MATERIALE:

Carrozzina standard a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio)

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI :

- Con dispositivo di reclinazione dello schienale a 30°
- Prolunga schienale mod. K18 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.157)
- Braccioli estraibili a scrivania mod. K15 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.172)
- Pedane estraibili, regolabili ed elevabili in altezza mod. K21 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.03.109)
- Larghezza sedile cm41-43-46
- Colore "flame" blu/nero brillante

Rif.Cod.ISO : 12.21.06.039 - 12.24.03.109 (pedana elevabile K21)

12.24.06.157 (schienale prolungato)

12.24.06.172 (bracciolo ridotto K15)

Optional:

Pedane estraibili e regolabili in altezza mod. K20

Ruote:

Anteriori piene Soft 200 x 50

Posteriori piene Soft 24 x 1 3/8

Peso: 24/25 Kg.

Portata massima: 100 kg.

CONFORMITA' :

Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.

Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC e

rispetta le seguenti normative europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiata CE.

Prodotto certificato TÜV (numero TA50140885)

Costo noleggio

€3,50 al giorno iva compresa

Costo noleggio 15 giorni

€4,50 al giorno iva compresa

(noleggio minimo 15 giorni)

*Caucione	€	150,00
Consegna e ritiro comune di Milano	€	20,00
Consegna e ritiro provincia di Milano	€	30,00

***La cauzione verrà restituita alla riconsegna della carrozzina.**

La consegna a domicilio comprende il montaggio e le istruzioni d'uso.

Prezzo promozionale di vendita €580,00 iva compresa.

Promozione valida sino al 31.01.2016.