

SCHEDA TECNICA PRODUTTORE:

Mediland srl, Viale delle Industrie 5,
20020 Arese (MI)

DESCRIZIONE:

KIT KOMETA ME 700 COMPLETO DI
COMPRESSORE ME 700 CON REGOLAZIONE
E MATERASSO MODELLO WAVE,
CON DESIGN DEI TUBOLARI A "ONDA DEL MARE".

MATERIALE: COMPRESSORE ME 700
CON REGOLAZIONE,

materasso modello wave realizzato in polivinilcloruro
medicale (PVC EN-71, atossico), con trattamento antibatterico, termo-saldato senza cuciture e
parti traumatiche.

Il nuovo design dei tubolari ad "onda del mare" favorisce un massaggio continuo al paziente
allettato, una riduzione della pressione sulle parti del corpo ed un' ottimale circolazione d'aria,
risultando la soluzione più efficace e funzionale.

Compressore Kometa ME 700 con regolatore di pressione

-Tensione e frequenza: AC 220- 230 V / 50 Hz.

-Potenza assorbita :< 10W

-Aria in uscita: 6lt/min.

-Range di pressione:40-110 mm/Hg

-Ciclo:5 minuti

-Peso apparecchio:Kg 1,2

-Rumorosità: < 35 dB

-Cavo di alimentazione:si (3 m)

-Dimensioni: cm 10,5 X 22,5 X 10

-Peso:Kg 2

Materasso a bolle d'aria "modello Wave"

-Materiale : PVC (W/EN-71), termosaldato, con trattamento antibatterico ATOSSICO

-Dimensioni:200x90x9 cm (gonfiato)

-Total air tube wave: 14

-Peso: Kg 2

-Portata massima:Kg 130

**APPLICAZIONE:**

PER PAZIENTI A MEDIO-BASSO RISCHIO DI DECUBITO O CON DECUBITO PERSISTENTE

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997.
IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

