



## **MAG 2000**

### **DESCRIZIONE**

#### **MAGNETOTERAPIA**

#### **BASSA FREQUENZA ALTA INTENSITA' MAG 2000**

è il nuovo fiore all'occhiello della nuova linea di prodotti per magnetoterapia interamente progettati e realizzati dal reparto R&D di Iacer.

### **DOTAZIONE:**

- MAG2000
- Fascia elastica terapeutica
- Alimentatore medicale
- Manuale d'uso e posizioni fascia
- Una busta di protezione PVC
- Borsa per il trasporto

### **CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI MAG 2000**

è la naturale evoluzione di My Mag, da cui eredita la fascia elastica terapeutica a tre solenoidi e i due canali d'uscita che permettono di trattare in maniera indipendente due zone del corpo.

### **MAG2000**

è dotata di 20 programmi preimpostati identificati dal nome delle patologie più comuni (osteoporosi, periartrite etc), 14 programmi identificati dalla frequenza di lavoro (da 1 a 100 Hertz) e un programma Autoscan a variazione continua di frequenza per il trattamento di tessuti molli e tessuti duri nella stessa seduta di terapia.

### **MAG2000**

permette di impostare liberamente l'intensità del campo magnetico per tutti i programmi, con valori massimi fino a 300 Gauss sulle due uscite (150 Gauss per uscita) nei programmi con frequenze di lavoro da 1 a 100 Hertz.

**MAG2000** è un dispositivo medico CE0476.

**Costo noleggio**

**€5,00 al giorno iva compresa**

**Noleggio per 15 giorni**

**€6,00 al giorno iva compresa**

(noleggio minimo 15 giorni)

<b>*Cauzione</b>	<b>€</b>	<b>150,00</b>
<b>Consegna</b> nel comune di Milano	<b>€</b>	<b>30,00</b>
<b>Ritiro</b> nel comune di Milano	<b>€</b>	<b>20,00</b>

**\*La cauzione verrà restituita alla riconsegna dell'apparecchio.**

**La consegna a domicilio comprende la messa in funzione e le istruzioni d'uso.**

**IMPORTANTE: nel caso di acquisto dopo il primo mese di noleggio, dal prezzo di vendita Promozionale di €385,00 vi verrà detratto l'importo pagato per il noleggio!**