



MAG 2000

DESCRIZIONE

MAGNETOTERAPIA

BASSA FREQUENZA ALTA INTENSITA' MAG 2000

è il nuovo fiore all'occhiello della nuova linea di prodotti per magnetoterapia interamente progettati e realizzati dal reparto R&D di Iacer.

DOTAZIONE:

- MAG2000
- Fascia elastica terapeutica
- Alimentatore medicale
- Manuale d'uso e posizioni fascia
- Una busta di protezione PVC
- Borsa per il trasporto

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI MAG 2000

è la naturale evoluzione di My Mag, da cui eredita la fascia elastica terapeutica a tre solenoidi e i due canali d'uscita che permettono di trattare in maniera indipendente due zone del corpo.

MAG2000

è dotata di 20 programmi preimpostati identificati dal nome delle patologie più comuni (osteoporosi, periartrite etc), 14 programmi identificati dalla frequenza di lavoro (da 1 a 100 Hertz) e un programma Autoscan a variazione continua di frequenza per il trattamento di tessuti molli e tessuti duri nella stessa seduta di terapia.

MAG2000

permette di impostare liberamente l'intensità del campo magnetico per tutti i programmi, con valori massimi fino a 300 Gauss sulle due uscite (150 Gauss per uscita) nei programmi con frequenze di lavoro da 1 a 100 Hertz.

MAG2000 è un dispositivo medico CE0476.

