



**NEW ASKIR 30**

#### **USI PRINCIPALI**

#### **Chirurgia generale - Endoscopia Ostetricia - Veterinaria - Domiciliare**

New Askir 30 è un aspiratore elettrico adatto all'aspirazione di liquidi corporei, orale, nasale e tracheale nell'adulto e nel bambino.

Indicato per l'applicazione in piccola chirurgia, su pazienti tracheotomizzati e trattamenti post-operatori a domicilio, grazie all'elevata potenza del compressore e alle prestazioni in aspirazione da esso assicurate, il dispositivo può essere utilizzato anche in manovre di Gastroenterologia e Ostetricia. Le sue dimensioni, la comoda maniglia di trasporto e l'estrema facilità di utilizzo, lo rendono adatto all'impiego in ambito ambulatoriale, in corsia/reparto ospedaliero e per i trattamenti in HOME CARE per il quale il dispositivo è stato specificatamente certificato in conformità alla norma EN 60601-1-11 "utilizzo in ambito home-care".

Equipaggiato con vuotometro (bar & kPa) e regolatore di vuoto il dispositivo è disponibile con sistema di raccolta autoclavabile o monouso da 1 o 2 l per soddisfare le differenti esigenze pratiche.

#### **CONFIGURAZIONI DISPONIBILI**

RE 310100/02

1 vaso da 1000 ml

#### **ACCESSORI\*\***

Vaso aspirazione con sistema di troppo pieno - Set Tubi Silicone 6x10mm (autoclavabili) + Raccordo Conico 8-9-10mm - Filtro antibatterico ed idrofobico (monopaziente)

Sonda Aspirazione CH20

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Motore: Pompa a pistone a secco

Alimentazione: 230V-50 Hz

ISO 10079-1 Classificazione: Alto vuoto / Alto flusso

Aspirazione Max: (regolabile) -0.80 Bar -80kPa - 600 mmHg

Rumorosità: 60,5 dB

Flusso d'aria libero: 40 l/min

Potenza assorbita: 110 VA - Fusibile 1 xF1,6 A 250 V

Funzionamento: Continuo

Peso 3,6 Kg

Dimensioni 35x21x18 cm

Grado di protezione: IP21

Anni di Garanzia: 2

Luogo di fabbricazione: ITALIA

**Costo noleggio**

**€2,00 al giorno iva compresa**

**Noleggio per 15 giorni**

**€2,50 al giorno iva compresa**

(noleggio minimo 15 giorni)

**\*\* Gli accessori non sono noleggiabili, il prezzo di vendita del Kit completo così come sopra descritto è di €45,00.**

<b>*Cauzione</b>	<b>€</b>	<b>100,00</b>
<b>Consegna e ritiro nel comune di Milano</b>	<b>€</b>	<b>30,00</b>
<b>Consegna e ritiro in provincia di Milano</b>	<b>€</b>	<b>40,00</b>

**\*La cauzione verrà restituita alla riconsegna dell'apparecchio.**

**La consegna a domicilio comprende la messa in funzione e le istruzioni d'uso.**

**IMPORTANTE: nel caso di acquisto dopo i primi 15/30 giorni di noleggio, dal prezzo di vendita Promozionale di €225,00 vi verrà detratto l'importo pagato per il noleggio!**