

## SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND SRL, Viale delle Industrie 5 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE:

**CARROZZINA MEDILAND MOD. M205E/2 STANDARD con ruote ad estrazione rapida, doppia crociera.**

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – Nr: 1174776/R

CODICE PRODOTTO: 700221 (41cm) – 700223 (43cm) – 700226 (46cm)

MATERIALE: Carrozzina standard a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio)

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI :

- Braccioli estraibili a scrivania mod. M12 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.172)
- Pedane estraibili fisse mod. M20
- Ruote posteriori con dispositivo ad estrazione rapida (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.21.106)
- Ruotine ascensore
- Larghezza sedile cm 41-43-46
- Colore "brillant gray" Rif.Cod.ISO : 12.21.06.039 - 12.24.21.106 (dispositivo ad estrazione rapida)  
12.24.03.118 (doppia crociera)  
12.24.06.172 (bracciolo ridotto M12)

Optional:

- Braccioli estraibili e regolabili in altezza mod. M13 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.160)
- Pedane estraibili e regolabili in altezza mod. M21 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.03.109)

Ruote: Anteriori piene Soft 200 x 50 - Posteriori piene Soft 24" x 1 3/8

Capacità di portata Kg. 110

CONFORMITA'

Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.

Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC

e rispetta le seguenti normative europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiate CE.

**DIMENSIONI IN CM.**

Largh.totale 58 – chiusa 26,5 – largh. sedile 41 – alt. totale 91 – prof. sedile 40 – peso 18 Kg. – Portata max. 110 Kg.

Largh.totale 60,5 – chiusa 26,5 – largh. sedile 43 – alt. totale 91 – prof. sedile 40 peso 19 Kg. – Portata max. 110 Kg.

Largh.totale 63 – chiusa 26,5 – largh. sedile 46 – alt. totale 91 – prof. sedile 40 – peso 19 Kg. – Portata max. 110 Kg.