

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 –20020 Arese (MI)

SCHEDA TECNICA



DESCRIZIONE:

STAMPELLE MONOBLOCCO

CODICE ISO: 12.03.06.003

REPERTORIO DM SSN – Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 5071/R.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

In duralluminio anodizzato regolabile

Appoggio brachiale in nylon

Regolabile in altezza da cm 74 a cm 97

Puntale base diam. mm 45

Peso gr 460

Portata massima kg 100

Disponibili in vari colori

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42,

CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI

DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

Costo noleggio (al paio)

€10,00 al mese iva compresa

(noleggio minimo 30 giorni)

***Cauzione € 10,00**

***La cauzione verrà restituita alla riconsegna delle stampelle.**

Prezzo promozionale di vendita al paio €25,00 iva compresa.