

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE:

KIT KOMETA ME 600 COMPLETO DI COMPRESSORE ME 500
CON REGOLAZIONE E MATERASSO ME600 AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI E
RIVESTIMENTO IMPERMEABILE - TRASPIRANTE

CODICE ISO: 03.33.06.021

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) –Nr. 615948/R.

MATERIALE:

COMPRESSORE ME 500 CON REGOLAZIONE, IN PVC, +
MATERASSO KOMET PRESS ME600 A TUBI INTERCAMBIABILI
IN POLIVINILCLORURO (WEN-71 ATOSSICO) CON
TRATTAMENTO ANTIBATTERICO + RIVESTIMENTO IMPERMEABILE - TRASPIRANTE

Compressore Kometa ME500 con regolatore di
pressione

-REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) –Nr. 321161/R

-Tensione e frequenza: 230 V / 50 Hz.

-Potenza assorbita : < 10W

-Aria in uscita: 4-5 lt

-Ciclo: 5 minuti

-Pressione: 110 mmHg

-Pressione regolabile: si

-Peso apparecchio: Kg 1,5

-Rumorosità: < 40 dB

-Cavo di alimentazione: si (3 m)

-Dimensioni: cm 11 x 22,5 x 10

Materasso Komet press ME600 a tubi intercambiabili

-REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) –Nr. 321169/R

-Materiale In Nylon e PVC con trattamento antibatterico ATOSSICO

-Dimensioni: cm 200 x 90 x 11,5 gonfiato

-Altezza elemento: cm 11,5

-Numero elementi: 18

-Peso: Kg 4

-Portata massima: Kg 130

Rivestimento per materassino a tubi intercambiabili

-Materiale : Nylon/PVC impermeabile - traspirante

APPLICAZIONE:

INDICATO PER PAZIENTI A MEDIO-ALTO RISCHIO DI DECUBITO O
CON DECUBITO PERSISTENTE

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E
DL. 46 del 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I
NON INVASIVI.