

## SCHEMA TECNICA



PRODUTTORE: MEDILAND srl  
Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: KIT KOMETA ME 600 COMPLETO DI COMPRESSORE ME 500 CON REGOLAZIONE E MATERASSO ME600 AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI E RIVESTIMENTO IMPERMEABILE – TRASPIRANTE.

### MATERIALE:

COMPRESSORE ME 500 CON REGOLAZIONE, IN PVC, + MATERASSO KOMET PRESS ME600 A TUBI INTERCAMBIABILI IN POLIVINILCLORURO (WEN-71 ATOSSICO) CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO + RIVESTIMENTO IMPERMEABILE - TRASPIRANTE

### **Compressore Kometa ME500 con regolatore di pressione**

- Tensione e frequenza: 230 V / 50 Hz.
- Potenza assorbita : < 10W
- Aria in uscita: 4-5 lt
- Ciclo: 5 minuti
- Pressione: 110 mmHg
- Pressione regolabile: si
- Peso apparecchio: Kg 1,5
- Rumorosità: < 40 dB
- Cavo di alimentazione: si (3 m)
- Dimensioni: cm 11 x 22,5 x 10

### **Materasso Komet press ME600 a tubi intercambiabili**

- Materiale In Nylon e PVC con trattamento antibatterico ATOSSICO
- Dimensioni: cm 200 x 90 x 11,5 gonfiato
- Altezza elemento: cm 11,5
- Numero elementi: 18
- Peso: Kg 4
- Portata massima: Kg 130

Rivestimento per materassino a tubi intercambiabili

- Materiale : Nylon/PVC impermeabile - traspirante

### **APPLICAZIONE:**

INDICATO PER PAZIENTI A MEDIO-ALTO RISCHIO DI DECUBITO O CON DECUBITO PERSISTENTE

### **CONFORMITÀ:**

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

