

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE:

MEDILAND srl – Via delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE:

CUSCINO IN FIBRE CAVE SILICONIZZATE "KOMETA" CODICE ISO: 03.33.03.003

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -Nr: 4466/R

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Indicato per pazienti a basso rischio di decubito.

Le fibre cave siliconizzate consentono alla pelle di rimanere fresca e asciutta, riducendo la pressione sulle zone maggiormente a rischio.

Il cuscino ha un rivestimento lato 100% cotone traspirante e lato impermeabile traspirante antiscivolo (64% poliammide-36% poliuretano) ed è provvisto di sistema di ancoraggio alla sedia e/o carrozzina.

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993

E DL. 46 DEL 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.