

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE :

CARROZZINA LEGGERA DA TRANSITO Mod. M512E

CODICE ISO : 12.21.06.045/12.24.03.121/12.24.06.160/12.24.03.118

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 952874/R

MATERIALE:

Carrozzina leggera da transito in lega di alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI :

- Braccioli FLIP-UP, ribaltabili, estraibili e con regolazione in altezza, eleganti e di pratica funzionalità.
- Imbottitura appoggia-braccio regolabile in profondità.
- Pedane estraibili e girevoli sia internamente che esternamente
- Doppia crociera
- Pedane elevabili (optional)

Ruote:

Anteriori piene Soft 200 x 32

Posteriori piene Soft 12 ½ x 2 ¼

Capacità di portata massima kg 120

CONFORMITA' :

Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.

Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC

e rispetta le seguenti normative europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 –

EN 12183