

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl
Viale delle Industrie, 5 – 2020 Arese (MI)

CODICE ISO 12.06.09.009 - 12.06.
09.142 - 12.06.09.106 - 12.06.09.130
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma
409 legge 266/2005) - Nr: 5126/R

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

In duralluminio anodizzato epossidico
con freno a leva, sedile e cestino.
Pieghevole e regolabile in altezza da cm 84 a cm 95
Larghezza totale cm 61
Larghezza interna cm 45,4
Lunghezza totale cm 60
Altezza sedile da terra cm 57
Ruote anteriori girevoli mm 152 (6")
Portata massima kg 120
Peso kg 6,7

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993
E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1
NON INVASIVI



DEAMBULATORE TIPO ROLLATOR C

