

## SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

CODICE ISO: 12.36.03.006

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 287123/R.

CODICE Nr: 855213

### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Sollevatore elettrico completo di imbragatura standard con supporto per la testa. Sollevamento mediante sistema a bassa tensione con batteria.

Struttura in acciaio verniciato epossidico blu

Supporto di batterie sigillate da 12V e di carica batterie.

Dotato dei seguenti sistemi di sicurezza:

- Pulsante di arresto d'emergenza
- Sblocco (discesa) in caso d'emergenza
- Sblocco (discesa) meccanico
- Segnalatore acustico: avverte che le batterie sono da ricaricare e che rimangono da 2 a 6 cicli di utilizzo

### SPECIFICHE TECNICHE:

- Larghezza chiuso: cm 60
- Larghezza aperto: cm 76
- Lunghezza: cm 97
- Ruote gemellari diam. mm 76 (post. con freno)
- (Tempo di lavoro: ogni 2 minuti di lavoro/18 minuti di pausa)
- Autonomia batterie: 40 sollevamenti max
- Segnale acustico (BIP) e colore del led luminoso che cambia da verde ad arancio per indicare necessità di caricare le batterie
- Peso complessivo kg 48 ca. (imballo compreso)
- Bilancino a 4 ganci
- Capacità massima di sollevamento kg 150  
(Imbragatura: portata Kg 150 - Ref. Cod. 855201)

### CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

SOLLEVATORE KOMETA 150