

# Caratteristiche tecniche

## Technical characteristics



Regolazione altezza  
Height adjustable



Trendelemburg / Anti-trendelemburg



Vista dei componenti:  
- Testiera e pediera  
- Piano rete  
- Sponde laterali  
- Asta sollevamatalati

View of components:  
- Bed ends  
- Mattress platform  
- Bed side rails  
- Lifting pole

Specifiche / Specifications	A 8936
Motori / Motors	CC Linak
Batteria backup / Backup battery	NO
Tensione nominale attuatore / Rated voltage actuator	24 V
Tensione di alimentazione / Voltage	230V, 50 Hz
Potenza attiva assorbita / Active power consumption max	220W
Fusibile interno / Internal fuse	SI / YES
Classe di isolamento / Insulation Class	Classe II / II Class
Funzionamento intermittente / Intermittent operation	2 min/ 18min
Grado di protezione IP / Degree of protection	IP X4
<b>Vincoli di utilizzo / Restrictions of Use</b>	
Peso massimo paziente / Maximum patient weight	135 Kg.
Carico di lavoro sicuro / Safe working load	170 Kg.
<b>Caratteristiche geometriche / Geometric characteristics</b>	
Lunghezza totale esterna / Overall length	218,5 cm.
Larghezza totale esterna / Total external width	105 cm.
Lunghezza interna (rete) / Internal length (Mattress platform)	200 cm.
Larghezza interna (rete) / Internal width (Mattress platform)	89 cm.
Altezza rete/terra / Mattress platform-ground Height	43/86 cm.
Altezza testate / Bed ends height	44 cm.
Diametro ruote / Wheel diameter	12,5 cm.
Peso totale (rete) / Total weight	112 Kg.