

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE:

CUSCINO KOMET AIR CODICE ISO: 03.33.03.018

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 4418/R

MATERIALE:

Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio a settori differenziati.

Dotato di doppia camera per un gonfiaggio differenziato, è particolarmente indicato per soggetti a rischio elevato, di limitata autonomia di spostamento e con processi degenerativi della cute già presenti. Realizzato in PVC medicale, offre un maggior comfort ed un migliore "scarico" a livello ischiatico ed al cavo popliteo.

Le valvole sono fissate con doppia camera di tenuta, per poter offrire una maggiore garanzia di tenuta ed affidabilità.

Questo cuscino offre un elevato livello di prevenzione delle piaghe da decubito. Il cuscino viene fornito completo di fodera ignifuga, traspirante, in cotone jersey e con la base antiscivolo, con pompa di gonfiaggio e kit di riparazione.

Portata massima kg 180

DOTAZIONI:

fodera in cotone Jersey, traspirante, ignifuga, lato di appoggio in materiale antiscivolo; pompa di gonfiaggio e kit di riparazione inclusi.

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993

E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I
NON INVASIVI