

PRODUTTORE: MEDILAND SRL – VIALE DELLE INDUSTRIE,5 – 20020 ARESE (MI)
SCHEMA TECNICA



DESCRIZIONE : CARROZZINA

STANDARD MODELLO M200

CODICE ISO : 12.21.06.039 REPERTORIO DM – SSN– (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)
Nr: 590166/R

CODICE PRODOTTO:

700201 – 700203 - 700206

MATERIALE: Carrozzina standard a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio)

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI :

- Braccioli imbottiti regolabili in altezza,estraiibili
- Pedane standard modello M20, estraibili e regolabili in altezza
- Larghezza sedile cm41 – 43 – 46
- Ruote anteriori PU soft 200 x 50
- Ruote posteriori PU soft 24x1 3/8
- Colore grigio

Peso: Kg. 18,1/18,3/18,5

Portata massima: Kg. 100/110/110

CONFORMITA' :

Le tele sedile e schienale sono ignifughe secondo le normative EN 1021-1. 2006 e EN 1021-2. 2006 e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.

Le carrozzine vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183

Marchio CE

Costo noleggio

€2,00 al giorno iva compresa

Costo noleggio 15 giorni

€2,50 al giorno iva compresa

(noleggio minimo 15 giorni)

***Caucione € 60,00**

Consegna e ritiro comune di Milano € 20,00

Consegna e ritiro provincia di Milano € 30,00

***La cauzione verrà restituita alla riconsegna della carrozzina.**

La consegna a domicilio comprende il montaggio e le istruzioni d'uso.

Prezzo promozionale di vendita €209,00 iva compresa.

Promozione valida sino al 31.01.2016.