

## SCHEDA TECNICA

### DESCRIZIONE :

CARROZZINA STANDARD MODELLO M200

CODICE ISO : 12.21.06.039

REPERTORIO DM – SSN– (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – Nr: 590166/R

### MATERIALE:

Carrozzina standard a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio)

### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI :

- Braccioli imbottiti estraibili modello desk M12
- Pedane standard modello m20, estraibili e regolabili in altezza
- Larghezza sedile cm41 – 43 – 46
- Ruote anteriori PU soft 200 x 50
- Ruote posteriori PU soft 24x1 3/8
- Colore grigio