

**Produttore: I.A.C.E.R. srl – Via Sandro Pertini 24/a – 30030 MARTELLAGO - (VE)**

## **MAGNETOTERAPIA BASSA FREQUENZA ALTA INTENSITA'**

**MAG 700** è il nuovo dispositivo portatile della linea di magnetoterapie della IACER.

Il dispositivo è stato ideato e realizzato per un uso personale domiciliare.

MAG 700 mantiene prestazioni professionali, dedica l'attenzione alle patologie più importanti ed è dotato degli accessori di base per una efficace e comoda terapia a casa propria.

### **DOTAZIONE:**

#### **MAG700**

Fascia elastica terapeutica con 2 solenoidi (non ispezionabile) -  
1 canale d'uscita - Alimentatore medicale

Manuale d'uso e posizioni fascia - Borsa per il trasporto



### **CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI**

**MAG 700** è dotato di 7 programmi preimpostati identificati dal nome delle patologie più comuni e 3 programmi identificati dalla frequenza di lavoro (da 5 a 20 Hertz) e un programma Autoscan a variazione continua di frequenza per il trattamento di tessuti molli e tessuti duri nella stessa seduta di terapia.

**MAG 700** permette di impostare liberamente l'intensità del campo magnetico per tutti i programmi, con valori massimi **fino 70 Gauss**. Le frequenze di lavoro sono comprese tra 5 e 100 Hertz.

**MAG 700** è un dispositivo medico CE0476.

### **PROGRAMMI**

PROGRAMMA	DURATA PROGRAMMA	INTENSITA' IMPOSTATA	FREQUENZA
Osteoartrosi	Durata 2 ore regolabile	40 G regolabile	15 Hz
Artrite	Durata 2 ore regolabile	40 G regolabile	30 Hz
Osteoporosi	Durata 2 ore regolabile	40 G regolabile	50 Hz
Fratture	Durata 2 ore regolabile	40 G regolabile	50 Hz
Dolori articolari	Durata 2 ore regolabile	40 G regolabile	25 Hz
Dolori muscolari	Durata 2 ore regolabile	40 G regolabile	60 Hz
Antinfiammatorio	Durata 2 ore regolabile	40 G regolabile	40 Hz
Scansione automatica	Durata 2 ore regolabile	40 G regolabile	10-100 Hz
Prog a 5 Hz	Durata 2 ore regolabile	40 G regolabile	5 Hz
Prog a 10 Hz	Durata 2 ore regolabile	40 G regolabile	10 Hz
Prog a 20 Hz	Durata 2 ore regolabile	40 G regolabile	20 Hz

Dimensioni apparecchio:  
180 x 110 x 50 mm