

## La magnetoterapia.....in tasca.

TecnoSix Mag 3.0 è la prima ed unica magnetoterapia con batteria al Litio di ultima generazione che **ne permette l'utilizzo anche fuori casa senza bisogno di essere collegato alla rete elettrica.** Liberati dalle terapie che ti costringono a stare fermo a letto o sulla sedia o sul divano. Corri, cammina, lavora continuando a **fare la terapia in piena libertà!**

Tramite l'[app](#) disponibile\* su Google Play Store e Apple App Store è possibile programmare la magnetoterapia TecnoSix Mag 3.0 con uno dei 55 programmi preimpostati o **creare terapie personalizzate.**

Senza smartphone è possibile utilizzare la MagnetoSix con il programma automatico "Generico". TecnoSix Mag nasce per permettere agli utenti domiciliari di avere un dispositivo equivalente, per prestazioni ed efficacia, a quelli dedicati a studi medici, pur mantenendo una **semplicità d'uso ed un prezzo estremamente favorevole.**

### MONITORAGGIO DEL DOLORE

**TecnoSix Mag** permette di valutare il livello del dolore percepito dal paziente-utente tramite una scala di autovalutazione su 4 livelli.

Sia il paziente che il medico sono in grado quindi di tracciare nel tempo la sintomatologia e quindi l'efficacia del trattamento, permettendo quindi al personale abilitato di modificare la terapia.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 5Vdc
- Alimentatore per uso medico Friwo / GPP-USB-Medical
- Uscita: 5Vdc / 1,5A
- Ingresso: 100-240Vac
- Dimensioni (lung. x larg.x alt.) (mm) 118x67x16
- Classe di isolamento (CEI EN 60601-1) II
- Parte applicata (CEI EN 60601-1) BF
- Intensità del campo fino a 150 Gauss di picco per canale (300 totali)
- Forma onda Quadra
- Tensione max uscita 12V
- Corrente massima uscita 250 mA
- Frequenza dell'onda quadra 1-200 Hz
- Duty cycle 0-100%
- Tempo di terapia 1'-23h59
- Potenza (Gauss): 150
- Solenoidi: 2
- Frequenza (Hz): 1-200
- Programmi: 55

#### DOTAZIONE

TecnoSix Mag

- 1 Alimentatore medico
- 2 Solenoidi (applicatore)
- 1 Bustina per il trasporto
- 1 Bustina di protezione
- 2 Fasce elastiche per fissaggio
- 1 guscio protettivo

1 \*N.B. *Compatibile da Android 4.4.2 e superiori.*