



Produttore: MORETTI S.p.A
Via Bruxelles 3 – Meleto
52022 Cavriglia (AR)

Carrozzina pieghevole per bambini Kids

In alluminio verniciato

Codice prodotto: CP 870-35

Bracciolo ribaltabile

Schienale pieghevole

Poggiapiedi fisso, regolabile in altezza

Cintura di sicurezza con fibbia a scatto

Ruote anteriori diametro 15 cm. in PVC

Ruote posteriori pneumatiche diametro 57 cm. in PVC

Seduta 35 cm.

Peso Kg. 12

Portata massima Kg. 100