



PRODUTTORE:

MORETTI S.p.A

VIA BRUXELLES,3 – MELETO

52022 CAVRIGLIA (AR)

CARROZZINA DA VIAGGIO PIEGHEVOLE MOD. TRAVEL

DESCRIZIONE:

Costruita in alluminio anodizzato, pesa solo 7 Kg.

Doppia crociera, sedile e schienale in nylon imbottito, tasca portaoggetti sul retro.

Ruote frontali e posteriori piene.

Braccioli ribaltabili.

Completa di cintura.

Cinturino poggiapolpacci.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Codice prodotto CP850 37

Seduta 37 cm.

Larghezza massima 44 cm.

Gomme posteriori piene

RDM 10082

Peso 7 Kg.

Portata massima 75 Kg.

Dimensioni piegata: 29x66x60 cm.

