

PRODUTTORE:
MORETTI S.p.A
VIA BRUXELLES, 3
MELETO –
52022 CAVRIGLIA (AR)
CARROZZINA
PIEGHEVOLE
AD AUTOSPINTA
MOD. SMARTY



DESCRIZIONE:
Carrozzina pieghevole con
telaio stabilizzante
realizzata in alluminio
verniciato.

Seduta e schienale in nylon nero imbottito lavabile.

Ruote posteriori in PU senza camera d'aria (diametro 52 cm.) a
razzi con corrimano in alluminio satinato, posizionate sotto la
seduta per ridurre gli ingombri laterali e semplificare
l'attraversamento dei passaggi stretti.

Ruote posteriori in PU (diametro 18 cm.) con forcella in alluminio.

Pedane estraibili, regolabili in altezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Codice prodotto: CP610-40

Seduta 40 cm.

Larghezza massima 51 cm.

Chiusa larghezza 27 cm.

Gomme posteriori PU senza camera d'aria

Codice Class. ISO 12.21.06.039

RDM 429874

Peso 13 Kg.

Portata massima 100 Kg.

