

Cod. CP900-xx - CODICE CLASS. ISO: 18.09.18.012 + 18.09.18.202 + 18.09.18.205 + 18.09.18.211 + 18.09.18.214 + 18.09.18.223 + 18.09.18.232 + 18.09.18.220
POLTRONA POLIFUNZIONALE ASSISTITA - RUOTE POSTERIORI 30cm

Telaio in acciaio verniciato, seduta e schienale anatomici in poliuretano stampato e rivestiti in nylon nero lavabile. Poggiatesta anatomico in poliuretano stampato rivestito in nylon nero lavabile, regolabile in altezza, profondità ed angolazione. Braccioli e fianchetti imbottiti, estraibili, regolabili in altezza e larghezza. Pedane estraibili, regolabili in larghezza, profondità ed inclinazione con poggiatesta regolabili in altezza dotate di cuscinetti protetti-ginocchio. Poggiatesta regolabili in lunghezza. Cuscinetti contenitivi del busto, imbottiti, estraibili, regolabili in altezza, larghezza e angolazione. Divaricatore anatomico imbottito e regolabile. Ruote anteriori in PU Ø 20 cm con forcella in alluminio, regolabili in più posizioni. Ruotini antiribaltamento in dotazione. Maniglione di spinta imbottito, regolabile in altezza completo di comandi operatore.

Larghezza max. cm. 57

Portata max. Kg.100

CP900-40 **seduta 40 cm**