

## SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl, Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: **CARROZZINA LEGGERA STANDARD Mod. M 502E**

CODICE ISO : 12.21.06.039

REPERTORIO DM – SSN– (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 952789/R

CODICE PRODOTTO:700251 – 700253 – 700256 – 700258

Rif. cod. ISO: 12.21.06.039/12.24.03.121/12.24.06.160/12.24.03.118/12.24.21.106

MATERIALE: Carrozzina standard a struttura in lega di alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI :

- Braccioli FLIP-UP, ribaltabili, estraibili e con regolazione in altezza, eleganti e di pratica funzionalità

- Imbottitura appoggia-braccio regolabile in profondità

- Pedane estraibili e girevoli sia internamente che esternamente

- Doppia crociera

- Dispositivo di estrazione rapida delle ruote posteriori

- Pedane elevabile (optional)

- Ruotine per passaggi stretti (optional)

Ruote: Anteriori piene Soft 200 x 32 - Posteriori piene Soft 24” x 1-3/8”

Capacità di portata massima kg. 120

CONFORMITA' : Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1. Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 -

### **DIMENSIONI IN CM.**

Seduta 41 – largh. totale 59 – chiusa 28 – profondità seduta 43 – alt. totale 92 – lungh. totale 103 – peso 13,8 Kg. portata max. 120 Kg.

Seduta 43 – largh. totale 61,5 – chiusa 28 – profondità seduta 43 – alt. totale 92 – lungh. totale 103 – peso 14 Kg. portata max. 120 Kg.

Seduta 46 – largh. totale 64 – chiusa 28 – profondità seduta 43 – alt. totale 92 – lungh. totale 103 – peso 14,2 Kg. portata max. 120 Kg.

Seduta 48 – largh. totale 67,5 – chiusa 28 – profondità seduta 43 – alt. totale 92 – lungh. totale 103 – peso 14,4 Kg. portata max. 120 Kg.