

Lift: posizionamento in altezza della seduta della poltrona, grazie al pistone Okin supporta un'alzata massima di Kg. 170

Relax: posizionamento schienale e poggia gambe, il motore della poltrona permette di regolare in modo sequenziale l'inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore comodità.

Fornita ad **1motore** - Kit vibro-massaggio non applicabile.

Comando a cavo - Struttura in ferro - Trasformatore a 24 Volt.

Dotata di 2 rotelle posteriori. La poltrona è **sfoderabile**.

Larghezza 75 cm, Altezza 102 cm, Profondità 91 cm chiusa e 170 cm aperta.

Peso 65kg, Corrente 220-110 Volt (24 V), Consumo 80 Watt.

ASSISTENZA IN TUTTA ITALIA, GARANZIA ANNI 2.
CERTIFICAZIONI CE, RHOS, TUV.

Microfibra: bordeaux, blu, marrone.

Ecopelle: nero, bordeaux.



MICHELA POLTRONA 1 MOTORE