

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

DESCRIZIONE:

ASTA PORTA FLEBO

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 886057

CODICE Nr: 854305

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Struttura In alluminio anodizzato

Base in plastica a 5 razze a ruote gemellari diam. 50 mm

Regolabile in altezza da 117 cm a 206 cm

Doppio gancio di sicurezza

Base diametro 61 cm

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.